

BEAUTY ANGEL LYSBEHANDLING

- FOR EN UNG OG SMUK HUD



Beauty Angel

Vidste du, at...

kosmetiske lysbehandlinger kan forbedre din hud udseende på en effektiv, behagelig og afslappende måde - få det bedste frem i din hud med Beauty Angel ELT lysbehandling!

Beauty Angel ELT-lysbehandling

Beauty Angel ELT-lysbehandlingen er klinisk dokumenteret, og anvender den innovative Energizing Light Technology. Denne teknologi gør brug af flere slags farvet og ikke-synligt lys på samme tid og trænger dybere ned i huden, end synligt lys kan alene. Her aktiveres hudens egne reparationsprocesser i ansigtet, på halsen, på brystet og på kroppen, alt efter hvilket område man ønsker behandlet.

Beauty Angel er velegnet til

- Rynker og linjer
- Nedsat hudbarriere og tørhed
- Heling af udbrud og uren hud
- Arvæv og strækmærker
- Hårfjerningsknopper
- Synlige blodkar/karsprængninger
- Inflammationstilstande og rødme

Sådan foregår en Beauty Angel ELT-Lysbehandling

Indledningsvis afrenses huden, hvorefter Beauty Angel 3i1 Collagen Booster påføres. Nyd herefter 15 minutters afslappende Beauty Angel ELT-lysbehandling. Ved ønske om mere målrettet hud effekt påføres ansigtet en special Beauty Angel EMT-maske under lyset.

Større effekt med Beauty Angel EMT-masker

Ønsker du maksimal effekt under din Beauty Angel EMT-lysbehandling, vil en Beauty Angel EMT-maske øge behandlingseffekten.

Vælg mellem:

- Beauty Angel Vitality: Antiage ingredienser stimulerer collagenproduktionen
- Bee Tox: Bitoksin mod dybe rynker (50+)
- Q10 & Kaviar: Understøtter hudens stofskifte og vedligeholder hudens arbejde (40+)
- Collagen: Vedligeholder collagenindholdet i huden (25+)
- Deep Sea: Forbedrer hudbarriere og mindsker tørhed
- Hyaluron: Forbedrer fugtbalancen og udglatter huden
- Green Tea: Reducerer uren hud
- Cherry Blossom: Reducerer rødme og irritation
- Eye Cellulose Mask: Mørke rande, hævelser og linjer under øjnene



Beauty Angel ELT-lysbehandlingsforløb

En enkelt Beauty Angel ELT-lysbehandling booster straks din hud og giver øjeblikkelig glød og ensartethed, mens et intensivt forløb med 2 lysbehandlinger om ugen i ca. 6 uger kan ændre og forbedre din hudtilstand og eventuelle udfordringer i huden yderligere. Ønsker du en synlig og mærkbar forandring, kan et Beauty Angel lysbehandlingsforløb, være noget for dig!

Forkæl dig selv med en Beauty Angel Signaturbehandling

Beauty Angel ELT-lysbehandlingen tilbydes som skræddersyede signaturbehandlinger til dit aktuelle behov.

1. Intensive Luxury: Forskønnende luksus- og velværebehandling
2. Clear & Repair: Styrkende, antiinflammatorisk reparationsbehandling
3. Lifting: Rynkerreducerende collagenboostbehandling
4. Eyes: Opstrammende og drænende øjenbehandling
5. Body: Helende og udglattende kropsllysbehandling
6. Self Care: Styrkende vedligeholdelseslysbehandling.

Resultater med behandling af Beauty Angel Lyset

Før
kurforløbet

Efter
kurforløbet



Find nærmeste Beauty Angel klinik
på www.beauty-angel.dk



Beauty Angel Danmark er sponsor af :

